



Alphamed

アルファメッド ウロシリーズ

アルファメッド採尿バッグ



軟質でソフトな尿バッグ、冬期のひび割れ防止



特殊防水フィルター採用で尿漏れ無し



幅広のワンタッチノズルで
開閉がスムーズ

●アルファメッド採尿バッグ

(精密尿量計500mL ボトル付)

多量の時間尿に対応
(2～50mLは微細に測定)



●アルファメッド採尿バッグ

(小児用精密尿量計付 100mL ボトル)

0～10mLの微細測定
100mLまで正確に測れます



製品番号	製品名	入数	JANコード
C-01-2000	アルファメッド採尿バッグ	60個(10個入りx6中箱)／外箱	4582545790814
C-01-2000/100	アルファメッド採尿バッグ(小児用精密尿量計100mLボトル付)	20個(5個入りx4中箱)／外箱	4582545790821
C-01-2000/500	アルファメッド採尿バッグ(精密尿量計500mLボトル付)	10個(5個入りx2中箱)／外箱	4582545790838

■EOG滅菌済み ■医療用雑品



輸入販売元

株式会社 **アルファメッド**

〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4
TEL: 03-3403-5432 FAX: 03-3403-5433
<http://www.alphamed.jp>

販売代理店