



Alphamed

アルファメッド ウロシリーズ

# アルファ採尿バッグ



アルファ採尿バッグ



アーチ設計でゆとりの排水ノズル

※全ての採尿バッグ



新設計サイフォンに  
特殊防水フィルターを採用

※アルファ採尿バッグ、  
アルファ小児用精密尿量計

## 軟質でソフトな尿バッグ、冬期のひび割れ防止




特殊防水フィルター採用で尿漏れ無し



幅広のワンタッチノズルで  
開閉がスムーズ


### ●アルファ採尿バッグ (精密尿量計500mL ボトル付)

多量の時間尿に対応  
(2～50mLは微細に測定)



### ●アルファ採尿バッグ (小児用精密尿量計付 100mL ボトル)

0～10mLの微細測定  
100mLまで正確に測れます



| 製品番号     | 製品名                              | 滅菌方法  | 入数    | JAN           |
|----------|----------------------------------|-------|-------|---------------|
| C-01-020 | アルファ採尿バッグ                        | EOG滅菌 | 10個/箱 | 4562246172478 |
| C-02-100 | アルファ 採尿バッグ (小児用精密尿量計付 100mL ボトル) | EOG滅菌 | 5個/箱  | 4562246172485 |
| C-02-500 | アルファ採尿バッグ (精密尿量計付 500mL ボトル付)    | EOG滅菌 | 5個/箱  | 4562246172492 |

■医療用雑品



輸入販売元

株式会社 **アルファメッド**

〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4  
TEL: 03-3403-5432 FAX: 03-3403-5433  
<http://www.alphamed.jp>

販売代理店