

アルファ バルーンカテーテル

(本体)



深度マーク


管理・安全面に優れる
深度マーク付き。

オールシリコーン

オールシリコーン製なので
ラテックスアレルギーに対応。

流量UP

内腔が広く金属パーツが
無いのでMRI・CT検査等に対応。



■オールシリコンフォーリーカテーテル



●2WAY型
尿路の確保。

●3WAY型
膀胱の洗浄や尿路の確保。

■2WAYフォーリーカテーテル

製品番号	バルーン容量	サイズ カラーコード	JAN
A-10-212	10mL	12Fr ○	4562246171655
A-10-214		14Fr ●	4562246171662
A-10-216		16Fr ●	4562246171679
A-10-218		18Fr ●	4562246171686
A-10-220		20Fr ●	4562246171693
A-10-222		22Fr ●	4562246171709
A-10-224		24Fr ●	4562246171716
A-10-226		26Fr ●	4562246171723
A-30-214	30mL	14Fr ●	4562246171730
A-30-216		16Fr ●	4562246171747
A-30-218		18Fr ●	4562246171754
A-30-220		20Fr ●	4562246171761
A-30-222		22Fr ●	4562246171778
A-30-224		24Fr ●	4562246171785
A-30-226		26Fr ●	4562246171792

■5本/箱

■3WAYフォーリーカテーテル

製品番号	バルーン容量	サイズ カラーコード	JAN
A-10-314	10mL	14Fr ●	4562246171808
A-10-316		16Fr ●	4562246171815
A-10-318		18Fr ●	4562246171822
A-10-320		20Fr ●	4562246171839
A-10-322		22Fr ●	4562246171846
A-10-324		24Fr ●	4562246171853
A-10-326		26Fr ●	4562246171860
A-30-314		30mL	14Fr ●
A-30-316	16Fr ●		4562246171884
A-30-318	18Fr ●		4562246171891
A-30-320	20Fr ●		4562246171907
A-30-322	22Fr ●		4562246171914
A-30-324	24Fr ●		4562246171921
A-30-326	26Fr ●		4562246171938

■5本/箱

■小児用フォーリーカテーテル

製品番号	バルーン容量	サイズ カラーコード	JAN
A-015-206	1.5mL	6Fr ●	4562246171624
A-03-208	3mL	8Fr ●	4562246171631
A-03-210	3mL	10Fr ●	4562246171648

■5本/箱



●小児用
視認性、張りを考えた
スタイレット付き。



第一種医療機器製造販売業

株式会社 アルファメッド

〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4

TEL:03-3403-5432 FAX:03-3403-5433

<http://www.alphamed.jp>

一般名称: 泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
認証番号: 229AGBZX00035000

販売代理店